

走査電子顕微鏡(SEM)試料作製依頼書

提出年月日	年 月 日	e-mail	@asahikawa-med.ac.jp		
所 属		氏 名		連絡先 番 号	

※ヒトを選択した方は必ずご記入ください

☐ IC合意	倫理委員会 承認番号		研究責任者 署 名		☐ 非感染性
-------------------------------	---------------	--	--------------	--	-------------------------------

※灰色の箇所は担当者が記入いたします。

試 料 受付番号	提 出 試 料	動 物 種	組織・細胞の詳細
(No.1)	FFPE ・ 凍 結 ・ 細 胞	マウス・ラット・その他()	
(No.2)	FFPE ・ 凍 結 ・ 細 胞	マウス・ラット・その他()	
(No.3)	FFPE ・ 凍 結 ・ 細 胞	マウス・ラット・その他()	
提出試料:FFPE組織スライド ・ 凍結組織スライド ・ 培養細胞			
【備 考】			

【サービス内容】

タンニン酸処理→オスミウム2次固定→脱水→t-ブチルアルコール脱水凍結乾燥処理→台載せ→金属コーティング

【試料受付方法】

- ・試料の提出前にPHS:8627(官野)までご連絡願います。
- ・培養細胞は固定液(2.0%グルタルアルデヒド水溶液)に入れてご提出願います。
(丸形カバーガラスに細胞を培養し、固定にはお持ちの容器をご使用ください
浮遊細胞は濾紙やメンブレンフィルターなどで濾過し、ろ紙ごと固定してください。)
- ・試料提出の際に作製した試料の破損を防ぐため、返却容器をお持ちください。

※機器の都合上、一度に受付できる試料の数は3つまでとさせていただきます

※感染性のあるサンプルにつきましては、当部門にて取り扱いができないため受け付けておりません。

・ 組織室担当記載欄 ・	
受付番号: _____	担当者: _____
納品日: _____ 月 _____ 日	☐ 利用履歴表入力済
受付試料数: _____ 個	☐ 返却容器