

組織室業務依頼書

学外の組織(〇〇法人、〇〇学会、他大学等)として利用する場合は、「設備使用・委託申込書」を提出し、予め承諾を得てください。
(研究・学術情報課 研究協力係 rs-kk.g@asahikawa-med.ac.jp)

提出年月日	〇〇〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日
e-mail	kiki_tissue @asahikawa-med.ac.jp

所属	〇〇講座〇〇分野〇〇部門	氏名	機器 太郎	連絡先番号	〇〇〇〇
組織種	ヒト・マウス・ラット・他()	組織部位	腎臓、肝臓	■ 非感染性	

※ヒトを選択した方は必ずご記入ください

■ IC合意有	倫理委員会承認番号	〇〇〇〇-〇〇	研究責任者署名	薄切 装子 ※ご本人自筆に限ります
---------	-----------	---------	---------	-------------------

持込の凍結ブロック	1 個	70%エタノール浸漬包埋カセット総数	2 個
持込のFFPEブロック	個	□ 包埋カセット持込	■ 包埋カセット持込なし(センターから購入)
持込の未染色スライド	枚	[70%エタノール開始日時]	〇〇 月 〇〇 日 〇〇 : 〇〇 4 °C

希望染色名	枚数
HE染色	各 1 枚
エラスチカ・ワンギーソン染色	各 1 枚
ワンステップ・トリクローム染色	各 1 枚
オイルレッドO染色	各 1 枚
未染色(薄切のみ) 5 μm	各 2 枚

標本名・ブロック名・番号、備考など必ず記載してください
未染色(薄切のみ)は、凍結ブロック・FFPEブロックいずれも各2枚ずつ希望

【凍結組織 受付方法】 サンプルのご提出前に【PHS:8627(官野)】にご連絡願います。

*クラックの入っている凍結サンプルは、薄切の仕上がりに影響が出ますことをご了承願います。
*感染性のあるサンプルにつきましては、当部門にて取り扱いができないため受け付けておりません。

【FFPE 受付方法】 サンプルのご提出前に【PHS:8628(智内)】にご連絡願います。

*サンプルはホルマリン等で固定後、PBSで洗浄し、切り出し面を下にして包埋カセットに入れてください。
*包埋カセットを70%エタノールに浸漬し、密閉容器に入れご提出ください。
*薄切時に表面脱灰が必要な場合は、追加料金をいただきます。

※ サンプル提出時にスライドガラス、スライドケースをお持ちください。
※ サンプルの受け渡しは、原則、依頼者ご本人に限らせていただきます。
※ 私費でのご利用はできません。
※ 研究責任者署名欄は自筆で氏名をご記入ください。

・ 組織室担当記載欄 ・		
□ スライドガラス □ スライドケース	備考等:	
受付番号:	納品日: 月 日	□ 利用履歴表確認済: